




## Bioäquivalenzstudie Silda STADA® 100 mg Filmtabletten vs. Viagra® 100 mg Filmtabletten

### Sildenafil



	Silda STADA® 100 mg	Viagra® 100mg	90% Konfidenzintervall
maximale Plasmakonzentration ( $C_{max}$ ) ng/ml:	610,96 ± 200,09	592,68 ± 189,69	89,32 – 116,80
Zeitpunkt der maximalen Plasmakonzentration ( $t_{max}$ ) h:	0,91 ± 0,48	0,99 ± 0,56	
Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve ( $AUC_{0-t}$ ) ng*h/ml:	1870,07 ± 565,65	1985,34 ± 738,00	90,09 – 101,23

## Silda STADA® 100 mg Filmtabletten ist bioäquivalent mit Viagra® 100 mg Filmtabletten

Quelle: CCDRD AG, Germany (2009)