




Bioäquivalenzstudie Felodipin STADA® 5 mg retard vs. Modip® 5 mg an 36 gesunden Probanden



	Felodipin STADA® 5 mg retard	Modip® 5 mg	90% Konfidenzintervall
maximale Plasmakonzentration (C_{max}) ng/ml:	3,74 ± 1,43	3,31 ± 1,53	1,06– 1,25
minimale Plasmakonzentration (C_{min}) ng/ml:	1,02 ± 0,38	1,14 ± 0,43	0,82 – 0,97
Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve ($AUC_{0-\tau}$) ng/ml·h:	46,46 ± 14,12	45,37 ± 16,74	0,97 – 1,09
PTF %	142,04 ± 51,09	111,24 ± 42,89	1,16 – 1,40

Felodipin STADA® 5 mg retard ist bioäquivalent mit Modip® 5 mg