





Bioäquivalenzstudie Irbesartan/HCT STADA® 300 mg/25 mg Filmtabletten vs. CoAprovel® 300 mg/25 mg Filmtabletten

Irbesartan



	Irbesartan/HCT STADA® 300 mg/25 mg Filmtabletten	CoAprovel® 300 mg/25 mg Filmtabletten	90% Konfidenzintervall
maximale Plasmakonzentration (C_{max}) ng/ml:	3003,87 ± 988,32	3195,05 ± 1217,53	85,64 – 103,89
Zeitpunkt der maximalen Plasmakonzentration (t_{max}) h:	1,95 ± 1,02	1,40 ± 0,85	
Fläche unter der Konzentrations- Zeit-Kurve (AUC_{0-t}) ng*h/ml:	20854,27 ± 9330,79	19477,58 ± 8190,95	99,08 – 114,10

Hydrochlorothiazid



	Irbesartan/HCT STADA® 300 mg/25 mg Filmdabletten	CoAprovel® 300 mg/25 mg Filmdabletten	90% Konfidenzintervall
maximale Plasmakonzentration (C _{max}) ng/ml:	139,19 ± 46,39	150,89 ± 58,59	84,61 – 108,42
Zeitpunkt der maximalen Plasmakonzentration (t _{max}) h:	2,22 ± 0,78	1,90 ± 0,61	
Fläche unter der Konzentrations- Zeit-Kurve (AUC _{0-t}) ng*h/ml:	932,18 ± 250,56	940,34 ± 306,43	93,81 – 109,58

Irbesartan/HCT STADA® 300 mg/25 mg Filmdabletten ist bioäquivalent mit CoAprovel® 300 mg/25 mg Filmdabletten

Quelle: Anapharm Inc., Kanada (2009)