




Bioäquivalenzstudie Losartan STADA® 100 mg Filmtabletten vs. LORZAAR® PROTECT 100 mg Filmtabletten an 39 gesunden Probanden



	Losartan STADA® 100 mg	LORZAAR® PROTECT 100 mg	90% Konfidenzintervall
maximale Plasmakonzentration (C_{max}) ng/ml:	431.46 ± 186.42	486.90 ± 278.16	0.85 – 1.08
Zeitpunkt der maximalen Plasmakonzentration (t_{max}) h:	1.18 ± 0.44	1.39 ± 0.73	
Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve (AUC_{0-T}) ng/ml·h:	706.59 ± 272.88	729.33 ± 268.17	0.93 – 1.00

Losartan STADA® 100 mg Filmtabletten ist bioäquivalent mit LORZAAR® PROTECT 100 mg Filmtabletten.